



屏基醫療財團法人屏東基督教醫院 人工皮使用方法及注意事項

編 號	ND 外-067
製訂日期	2011.02
一修日期	2020.08

1. 人工皮主要是由矽膠片以及動物來源膠原蛋白所組成，可防水及防止細菌入侵，促進傷口癒合，減少換藥次數以及避免換藥時造成傷口疼痛及撕裂或拉扯。
2. 適用於輕微擦傷、裂傷、小範圍的淺層燙傷(一、二度)，但感染或骯髒的傷口不適用。
3. 使用方法及注意事項：
 - (1) 使用人工皮前，應先徹底清潔雙手，並用生理食鹽水清潔傷口。
 - (2) 須待傷口及周圍皮膚表面乾燥後再黏貼，可依傷口面積裁剪敷料，覆蓋於傷口時，需大於傷口邊緣 1~2 公分以上，黏貼後輕壓傷口邊緣，使敷料與皮膚密合。
 - (3) 使用期間如滲出液顏色改變、傷口化膿、出現異味或發燒，應暫停使用並立即就醫。
 - (4) 使用人工皮時不需塗抹藥膏（因會使人工皮不易附著），且人工皮敷料不會黏著於未癒合之傷口，故撕下時不會造成疼痛。
 - (5) 若滲液較多，可配合親水性纖維癒合敷料（Aquace1）使用。
 - (6) 人工皮與傷口接觸後，會吸收組織滲液而變白鼓起，若只有中間局部鼓起，不需更換；若有大範圍變白鼓起，且使人工皮周圍從皮膚上脫落時則需更換。
 - (7) 如使用後有任何不適或異狀，可至門診或電話諮詢

※諮詢電話：08-7368686 轉



屏基關心您 祝您早日康復